

DG18-Agar mit Chloramphenicol (DG18)

Nach ISO 21527-2

Kürzel: DG18
Artikelnummer: 50-1038
Form: Abklatschplatte
Farbe: Beige, transparent
Lagerung: Trocken, verschlossen, bei 15-22°C
Haltbarkeit: 3 Monate
pH-Wert: 5,6 ± 0,2 bei 25°C



Zweckbestimmung und Anwendungsgebiet

Der DG18-Agar (Dichloran-Glycerol-Agar) mit Chloramphenicol dient der Isolierung und dem Nachweis xerophiler Schimmelpilze nach ISO 21527-2. Der Zusatz von Chloramphenicol hemmt das bakterielle Wachstum, insbesondere das von gramnegativen Bakterien.

Typische Zusammensetzung

in g pro 1l Nährmedium

Caseinpepton	5
D-Glucose	10
Kaliumdihydrogenphosphat	1
Dichloran	0,002
Magnesiumsulfat, wasserfrei	0,4
Chloramphenicol	0,1
Agar	14

Mikrobiologische Qualitätskontrolle

Die mikrobielle Leistungsprüfung erfolgt in Konformität mit den Anforderungen der DIN EN ISO 11133.

Produktivität

Inkubationsbedingungen: 5 Tage bei 25 ± 1 °C; Beimpfungskonzentration: Zielorganismen: 80 – 120 KBE

Organismus	Teststamm	Spezifikation	Koloniemorphologie
Saccharomyces cerevisiae	ATCC 9763 / WDCM 00058	50 – 130 %	Weißliche, trockene Kolonien
Walleimia sebi	ATCC 42694 / WDCM 00182	50 – 130 %	Braune Kolonien

Selektivität

Inkubationsbedingungen: 5 Tage bei 25 ± 1 °C; Beimpfungskonzentration: Zielorganismen: 10.000 – 1.000.000 KBE

Organismus	Teststamm	Spezifikation	Koloniemorphologie
Escherichia coli	ATCC 8739 / WDCM 00012	Vollständige Hemmung	-
Bacillus subtilis	ATCC 6633 / WDCM 00003	Vollständige Hemmung	-

Mikrobielle Kontamination

Inkubationsbedingungen: 5 – 7 Tage, 20 – 25 °C und 5 – 7 Tage, 30 – 35 °C

Spezifikation

Ohne mikrobielle Kontamination