

## Sartorius Microsart e.motion MF; 13006Z-50----SCM (SAR-50-S)

Sartorius Nr. 13006Z-50-SCM; 100 Stück p. PKG

<b>Kürzel:</b> SAR-50-S
<b>Artikelnummer:</b> 95-1212
<b>Form:</b> 50 mm, Dispenser Ready
<b>Farbe:</b> schwarz mit Gitter
<b>Lagerung:</b> Trocken, verschlossen, lichtgeschützt bei 15-25°C
<b>Haltbarkeit:</b> 2 Jahre
<b>pH-Wert:</b> n/a



### Zweckbestimmung und Anwendungsgebiet

Die Membranfilter eignen sich für den Einsatz im Microsart® e.motion Filter-Dispenser und sind in einer speziell entwickelten Einzelsterilverpackung ohne Zwischenlagenpapier steril versiegelt. Die spezielle Faltung der Einzelverpackungen sichert die Lage der Membranfilter in der Anwendung. Die Membranfilter können auch in Verbindung mit Sartorius Stedim Biotech Nährkartonscheiben verwendet werden.

### Typische Zusammensetzung

Cellulose Nitrate (CN; Cellulose Mixed Ester)

### Mikrobiologische Qualitätskontrolle

Der Lieferumfang umfasst jeweils ein Kombinationszertifikat, d.h. ein Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 11133 Ziff. 7.3 i.V.m. ISO 7704 für jede Membranfilter-/Nährmedienkombination für alle bezogenen Xebios-Nährmedienchargen. Die Bereitstellung und Archivierung erfolgt über die Xebios-App.